

Procedura di qualificazione  
**Protocollo lavoro pratico prestabilito (LPP)**

**Assistente di studio medico AFC**

**Pos. 1.2 assistenza al medico durante la consultazione e svolgimento di processi diagnostici**

Serie zero

Cognome e nome candidato/a		Cognome e nome perito 1	
Data di nascita		Firma perito 1	
Nr. candidato/a		Cognome e nome perito 2	
Data esame		Firma perito 2	
Inizio esame		Fine esame	

## Valutazione

### Valutazione durante la procedura di qualificazione

<b>Raggiunto/eseguito in modo completo</b>	<b>3/6/9</b>
Raggiunto in gran parte, per lo più eseguito	2/4/6
Raggiunto/eseguito in modo non completo	1/2/3
Non raggiunto, non eseguito	0

Erarbeitet durch: FMH – Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte – Fédération des médecins suisses  
Herausgeber: SDBB, Abteilung Qualifikationsverfahren, Bern  
Tradotto da: Antonella Fransioli, Capoperito aggiunto PQ ASM Ticino

Campo di competenza B: assistenza al medico durante la consultazione e svolgimento di processi diagnostici

Domaine de compétences opérationnelles B : assistance au médecin durant la consultation et exécution des processus diagnostiques

Obiettivo	Competenza operativa/ criteri di valutazione	Punti mass.	Punti ottenuti	Valutazione dei punti con motivazione
<b>CO 2.1: preparare i pazienti e la sala consultazione per i processi diagnostici e terapeutici specifici richiesti dal medico</b>				
2.5.1	Rispetta le norme igieniche e di sicurezza durante il riordino del posto di lavoro <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminazione corretta dei rifiuti (toglie dapprima gli oggetti taglienti)</li> <li>- Riordino degli strumenti utilizzati</li> </ul>	6		
2.5.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettua correttamente la preparazione della soluzione decontaminante</li> <li>- Diluizione (2 940 ml di acqua, 60 ml di prodotto concentrato)</li> <li>- Etichettatura (data, soluzione, %, tempo d'azione, ID)</li> <li>- Tempo d'azione rispettato (cronometro attivato)</li> </ul> <b>Informazione:</b> Errore di diluizione: non raggiunto	6		
2.5.2	Immerge correttamente gli strumenti nella soluzione decontaminante <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toglie la sporcizia grossolana (senza risciacquo)</li> <li>- Forbici e morsetti aperti</li> <li>- Strumenti interamente immersi nella soluzione decontaminante</li> </ul>	3		
2.5.2	Toglie correttamente gli strumenti dal bagno decontaminante <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spazzola correttamente e risciacqua sotto l'acqua corrente</li> <li>- Risciacquo con acqua demineralizzata</li> <li>- Asciugatura con carta monouso</li> </ul>	3		
2.5.1	Impacchettatura corretta degli strumenti <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impugnatura dalla parte giusta</li> <li>- Indicatori</li> <li>- Etichettatura del materiale sterile (data, data di scadenza, ID, contenuto, numero di lot., programma)</li> <li>- Protocollo compilato interamente</li> </ul>	6		
	Riporto	24		

**Campo di competenza B: assistenza al medico durante la consultazione e svolgimento di processi diagnostici**

Obiettivo	Competenza operativa/ criteri di valutazione	Punti mass.	Punti ottenuti	Giustificazione dei punti con motivazione
	Punti riportati	24		
2.5.1	Spiega correttamente il funzionamento dell'autoclave <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seleziona il programma giusto</li> <li>- Temperatura/pressione – unità di misura</li> <li>- Controlli (test del vuoto, test Bowie-Dick o test Helix)</li> <li>- Strumenti posizionate correttamente nell'autoclave</li> </ul>	6		
2.5.3	Applica correttamente i principi dell'igiene personale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Igiene personale (capelli, gioielli, camice, unghie)</li> </ul>	3		
2.5.4	Applica correttamente i principi dell'igiene generale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavaggio e antisepsi delle mani corretti e completi prima di iniziare e dopo il lavoro</li> <li>- disinfezione delle superfici e degli strumenti utilizzati</li> </ul>	3		
	<b>Competenze metodologiche/sociali e personali</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adotta un approccio strutturato</li> <li>- Gestione del tempo sensata e proficua</li> </ul>	3		
<b>Punti totali</b>		<b>39</b>		